


LifeKit by **MTTS**
established in 2004



INNOVATIONS
THAT SAVE LIVES




Schwab Foundation Социальный предприниматель 2017 года

ПОДХОДЯЩИЙ ДИЗАЙН



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ТОЧНАЯ СБОРКА



ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Разработано международной командой экспертов



Мы нацелены на борьбу с детской заболеваемостью и смертностью. Мы создали отличную сеть медицинских экспертов во Вьетнаме и во всем мире, которые активно участвуют в процессе разработки наших устройств, чтобы гарантировать применимость наших устройств для ухода за новорожденными во всех средах.

Dolphin

CPAP

Пузырьковый CPAP нового поколения, сочетающий в себе новейшие технологии в области респираторной помощи и мониторинга пациентов с исключительной ценностью.

- все детали моющиеся и многоразовые
- собственный источник воздуха с электронным blenderом
- встраиваемый пульсоксиметр Masimo
- 3 часа резервного питания от батареи (без тепла и влажности)



Firefly

phototherapy

Отмеченное наградами устройство для двусторонней фототерапии, разработанное для легкого, эффективного и точного лечения желтухи новорожденных.

- низкие эксплуатационные расходы
- долгий срок службы - до +60000 часов
- Компактный размер
- 3 часа резервного питания от батареи (опционально)



Colibri

phototherapy

Фототерапия с использованием светодиодов высокой мощности, обеспечивающая оптимальную дальность действия синего света и максимальное покрытие кожи для более быстрого лечения желтухи.

- низкие эксплуатационные расходы
- долгий срок службы - до 44000 часов
- совместим с лучистыми обогревателями и инкубаторами
- 3 часа резервного питания от батареи (опционально)



Wallaby

Warmer

Эффективное и удобное устройство для предотвращения и лечения переохлаждения с дистанционным управлением температурой и обнаружением объектов для дополнительного контроля и безопасности.

- кровать с регулируемым углом наклона (до 12 градусов)
- регулируемый потолочный блок (горизонтальный)
- рентгеновский лоток
- Светодиодный индикатор процедуры и сенсорный ЖК-экран
- 3 часа резервного питания от батареи (только свет и мониторинг)



Beluga

resuscitator

Простой в использовании реанимационный аппарат с тройником, подходящий для неотложной помощи и родильных отделений

- встроенный blender
- встроенный 4-х часовой аккумулятор
- Портативный и может использоваться в горизонтальном или вертикальном положении
- удобный сенсорный экран




Impala

ventilator

Компактный аппарат ИВЛ, подходящий для палат скорой помощи и интенсивной терапии.

- встроенный blender и мониторинг FiO₂
- встроенный 4-х часовой аккумулятор
- доступны режимы давления, объема, высокого потока и CPAP
- контролируемый целевой PIP и постоянный PEEP





MTTS

ПРЕДЛАГАЕТ

ИННОВАЦИОННЫЕ и ЭКОНОМИЧНЫЕ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ

НОВОРОЖДЕННЫХ,

НУЖДАЮЩИХСЯ

В ИНТЕНСИВНОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

- 1,100,000 пациентов
- 6500 устройств
- 45 стран
- 600 больниц

@ info@mtts-asia.com

www.mtts-asia.com

+84 24 3766 6521

📍 No 26, lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Ханой, Вьетнам

СМИ:



Партнеры:

